



## DEZINFEKČNÝ ALKOHOLOVÝ PROSTRIEDOK S RÝCHLYM ÚČINKOM

### Incidin™ Liquid

#### DEZINFEKČNÝ ALKOHOLOVÝ PRÍPRAVOK NA PRIAME POUŽITIE

Poskytuje vysokú bezpečnosť pre používateľa a široké spektrum účinnosti vrátane TBC a Norovírusov.

Incidin Liquid ďalej poskytuje:

- Krátku expozičnú dobu
- Zloženie bez farbív a parfumácie
- Vynikajúcu kompatibilitu s povrchmi odolnými voči alkoholom
- Kompatibilitu s utierkami Incidin Dry Wipes System



# Incidin™ Liquid

Dezinfekčný alkoholový prípravok na priame použitie



Incidin Liquid Spray  
600 ml fľaša

Incidin Liquid  
1l fľaša

Incidin Liquid  
5l kanister

## ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI POČAS KRÁTKEJ EXPOZIČNEJ DOBY

Vďaka širokému spektru účinnosti počas krátkej expozičnej doby, je Incidin Liquid ideálny aj pre oblasť intenzívnej starostlivosti a iné vysokorizikové oblasti. Jednotlivé expozičné časy sú znázornené v tabuľke nižšie.

## SPOLAHLIVÉ POUŽITIE

Incidin Liquid zaistuje spoľahlivé používanie pre všetky aplikačné oblasti vďaka možnosti priameho použitia a jeho vynikajúcej materiálovej kompatibilitate na povrchoch odolných voči alkoholu.

## BEZ FARBÍV A PARFUMÁCIE

Zloženie bez farbív a parfumácie, zaisťuje pohodlné a spoľahlivé používanie produktu.

## VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH TESTOV

ÚČINNOSŤ NEZRIEDENÉHO ROZTOKU	EXPOZIČNÝ ČAS
Dezinfekcia povrchov podľa VAH s/bez mechanického pôsobenia (baktericídna, tuberkulocídna účinnosť, účinný proti kvasinkám)	5 min
Rýchla dezinfekcia povrchov podľa VAH metódy 2015 bez mechanického pôsobenia	1 min
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (baktericídna účinnosť, účinnosť proti kvasinkám, tuberkulocídna účinnosť)	1 min
EN 16615 baktericídna účinnosť, účinnosť proti kvasinkám	1 min
EN 16615 tuberkulocídna účinnosť	1 min
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 Účinnosť proti obaleným vírusom	30 s
DVV 2015* / EN 14476 Obmedzené spektrum virucidnej účinnosti	10 min
EN 14476 Adeno	1 min
EN 14476 Noro	10 min
DVV 2015* / EN 14476 (čisté podmienky) Rota	30 s
EN 16777 Noro (podmienky s vyššou záťažou)	10 min
EN 16777 Adeno (podmienky s vyššou záťažou)	5 min
EN 16777 Vaccinia (podmienky s vyššou záťažou)	1 min

\*DVV 2015 (suspenzný test)

## BALENIE A INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE

PRODUKT	BALENIE	KÓD
Incidin Liquid Spray fľaša	12 x 600 ml	3096150
Incidin Liquid fľaša	12 x 1 L	3096130
Incidin Liquid kanister	2 x 5 L	3096190

## OBLASŤ POUŽITIA

Dezinfekčný sprej na priame použitie, určený na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok používajte neriedený. Prípravok aplikujte pomocou čistej netkanej textílie (gáza, buničina a pod.), alebo postrekom na povrch odolný voči alkoholu (40 ml/m<sup>2</sup>) zo vzdialenosti cca. 30 cm a nechajte zaschnúť. Dbajte na dôkladné zmáčanie celého povrchu.

## ZLOŽENIE

Obsah účinných látok v 100 g prípravku: 35g propán-2-ol, 25g propán-1-ol

## SKLADOVANIE

Výrobok je potrebné skladovať v originálnom obale pri teplote do 25°C. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

## POUŽÍVAJTE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY BEZPEČNE

Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

Distribútor pre SR:

**ECOLAB s.r.o.**

Voctářova 2449/5, Libeň  
180 00 Praha 8  
Česká republika



CE  
0297

**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB®**

www.ecolab.com