

# EXACLEAR od GC

## Majte dobrý prehľad



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2 x 48 ml kartuše, 6 x zmiešavacie koncovky typu II veľkosť S
800100	60x zmiešavacie koncovky typu II veľkosť S

### Vaši partneri v zložitých klinických situáciách

#### Injektážna razidlová technika

Jednoduché kontrolovanie vstrekovania cez EXACLEAR



S kompozitom G-aenial Universal Injectable

Zatekavý kompozit s vysokou pevnosťou v ohybe a s dokonalými tixotropnými vlastnosťami

#### Technika vrstvenia

Jednoduché vytvrdzovanie svetlom v palatálnej časti cez EXACLEAR



S kompozitom Essentia

Vysoko estetický kompozit použitím zjednodušeného systému aplikácie odtieňov

#### Aplikácia ortodontických retainerov

Účinná polymerizácia bondu a sklenených vlákien cez EXACLEAR



S vláknami everStickORTHO

Výstuž zo sklenených vlákien pre estetické ortodontické retainery

#### Dočasná korunka a mostík

Dokonalá polymerizácia C&B materiálov cez EXACLEAR



S TEMPSMART DC

Duálne tuhnúci materiál pre dočasné korunky a mostíky

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

ZOLF SK 03.68.01/19



# Majte dobrý prehľad



## EXACLEAR od GC

Číry vinyl polysiloxánový materiál

Váš partner pre  
transparentnú prácu

# EXACLEAR od GC

## Transparentnosť vo Vašej práci

EXACLEAR je inovatívny číry silikónový materiál, ktorý spĺňa požiadavky náročných estetických prípadov a uľahčuje cestu k skvelým výsledkom. Vďaka jeho úplnej priehľadnosti je veľmi efektívny v zložitých klinických situáciách.



Vizuálna kontrola vstrekovania kompozitného materiálu.

\*Nie sú obchodné známky GC

### Krištáľovo čistý pohľad

Vysoká čírosť ponúka skvelé vizuálne sledovanie a veľmi efektívnu polymerizáciu cez silikónový kľúč.

To vedie k vyššej miere konverzie a zabraňuje vytvoreniu kyslíkovej inhibičnej vrstvy, čo uľahčuje **finálne leštenie**.



Priehľadnosť EXACLEAR (celkom napravo) v porovnaní s konkurenciou.

### Optimálna konzistencia pre úspešný postup

Zatekavosť bez tlaku



Optimálna konzistencia pre **ľahké umiestnenie na lyžicu**

Zatekavosť pod tlakom



Tekutý počas nanášania pre **dokonalé prispôbenie** sa preparovanému zubu a pre **presnú reprodukciu detailov**

Jednoduchý na prevrtávanie



**Pevný a silný** po stuhnutí a jednoduché orezávanie a vyvrtávanie **vstrekovacích kanálov**

Nedeformuje sa



**Dostatočne flexibilný** pre odstránenie **bez zlomenia alebo deformácie**

### Pretože aj čas je dôležitý

Po **2 minútach** v ústnej dutine je odtlačok stuhnutý a môže sa odstrániť.

Pri práci na modeli materiál stuhne do **7 minút**.



2 min. intraorálne



7 min. extraorálne

## Objavte injektážnu razidlovú techniku

### Vytvorenie priamych faziet v ambulancii

EXACLEAR použitý spolu so zatekavým kompozitom, ako napr. G-aenial Universal Injectable umožňuje stomatológom vytvárať také estetické náhrady ako sú priame fazety, avšak rýchlejšie, za dostupnejšiu cenu a za pomoci **menej invazívnych prípravkov**.

Priehľadnosť produktu EXACLEAR Vám umožňuje skontrolovať **každý drobný detail** a zabraňuje tvorbe inhibičnej vrstvy, čo uľahčuje finálne leštenie. **G-aenial Universal Injectable** sa pre túto techniku veľmi hodí pre svoje tixotropné vlastnosti, pevnosť v ohybe a lesk.



1. Východisková situácia



2. Odtlačkovú lyžicu vyplňte hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modeli



3. Po stuhnutí oddelte priehľadný silikón od lyžice



4. Vyvrtajte otvory cez silikónový kľúč pre vytvorenie miesta pre concokvu striekačky kompozitu



5. Izolujte susedný zub, naleptejte sklovinu a aplikujte bond



6. Nasadte silikónový kľúč do út a vstreknite G-aenial Universal Injectable cez otvor v kľúči



7. Vytvrdzujte polymerizačnou lampou cez silikónový kľúč a následne ho zložte



8. Odstráňte zvyšky kompozitu skalpelom



9. Výsledok po niekoľkých krokoch leštenia

### Ošetrovanie bežne opotrebovaného chrupu s kompozitmi priamou metódou v ordinácii

Injektážna razidlová technika je tiež ideálna pre ošetrovanie opotrebovaného chrupu alebo pre obnovenie komplexnej morfológie zubov. Vďaka priehľadnosti EXACLEARu je možné vidieť a kontrolovať vstrekovanie počas ošetrovania viacerých zubov naraz. Vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť voči opotrebovaniu kompozitu G-aenial Universal Injectable sú ideálne pre takéto prípady v distálnej oblasti.



1. Východisková situácia



2. Odtlačkovú lyžicu vyplňte hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modeli



3. Stav po ošetrovaní pomocou Injektážnej razidlovej techniky