


SpofaDental

A Kerr Company

 SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, Czech Republic
+ 420 493 583 111, www.spofadental.com.



Ceramic casting ring Liner KP-50

en

Casting ring liner

Characteristic: Liner made from ceramic refractory fibres, intended for lining of metal casting rings before they are filled with casting investment material. The product does not contain asbestos.

Application: Easily compressible liner allows optimum setting expansion as well as thermal expansion of all investment materials. In this way it perfectly eliminates thermal contraction of the alloy being cast.

Processing: Line the casting ring with undamped liner, leaving free margin of approximately 3 mm at both ends of the ring.

Waste Disposal: The residue of unused product and contaminated packaging material should be transferred to a company authorized to dispose of waste materials. Observe your local legal regulations.

Storage: Store in a dry and clean well-ventilated place at 5-25 °C, in a well sealed container.

Shelf life: Unlimited.

Package: 20 m of tape 50 mm wide

Danger: Hazardous ingredients : Aluminosilicate wool - amorphous. H315 - Causes skin irritation. H350 - May cause cancer. P201 - Obtain special instructions before use. P264 - Wash hands thoroughly after handling. P280 - Wear eye protection, protective gloves, protective clothing. P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P308+P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P332+P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P501 - Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point.

Emergency telephone number:

United Kingdom: National Poisons Information Service (Newcastle Unit), Claremont Place Newcastle-upon-Tyne, Newcastle: +44 191 2606182/+44 191 2606180 24H

Keramický pásek KP-50

CS

Pásek pro líci kvety

Charakteristika: Pásek zhotovený z keramických záruvzdorných vláken, určený k vnitřnímu vložení kovových líčích květ, před jejich naplněním formovací hmotou. Přípravek neobsahuje azbest.

Použití: Lehce stlačitelný pásek umožňuje plně uplatnění expanze tuhnutí i tepelné expanze všech formovacích hmot. Tím se dokonale eliminuje tepelná kontrakce odlévané slitiny.
Zpracování: Nevzhřížený pásek se vkládá do líci květy (kroužku) tak, že na obou koncích zůstane cca 3 mm květa nepokryta.

Naládání s odpady: Zbytek nespolebovaného materiálu a kontaminovaný obal předejte firmě oprávněně nakládat s odpady. Řiďte se regionálními nařízeními.

Skladování: V suchém, větraném a čistém prostředí při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti: Nemá omezení.

Balení: 20 m páska o šířce 50 mm.

Nebezpečí: Nebezpečně obsažené látky: Hlinítokřemičitan vlna - amorfní. H315 - Dráždí kůži. H350 - Může vyvolat rakovinu. P201 - Před použitím si obzortete speciální instrukce. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv. P302+P352 - Při STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Česká republika, Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a I. LF UK

Na Bojišti 1 120 00 Praha 2

+420 224 919 293 +420 224 915 402

Keramický pásik

KP-50

(sk)

Pásik pre liacie kvety

Charakteristika: Pásik zhotovený z keramických žiaruvzdorných vládkin, určený na vnútorné vloženie kovových liacich kviet, pred ich naplnením formovacou hmotou. Prípravok neobsahuje azbest.

Použitie: Lahko sťahateľný pásik umožňuje plné uplatnenie expanzie tuhnutia a tepelnej expanzie všetkých formovacích hmôt. Tým sa dokonale eliminuje tepelná kontrakcia odlievanej zliatiny.

Spracovanie: Nezvlhčený pásik sa vkladá do liacej kvety (krúžku) tak, že na oboch koncoch zostane cca 3 mm kvety nepokrytý.

Manipulácia s odpadmi: Zbytok nepotrebovaného materiálu a kontaminovaný obal odovzdajte firme, ktorá je oprávnená manipulovať s odpadmi. Postupujte podľa regionálnych nariadení.

Skladovanie: V suchom, vetranom a čistom prostredí pri teplote od 5 °C do 25 °C, v dobre uzavretom obale.

Doba použiteľnosti: Nie je obmedzená.

Balenie: 20 m pásiku šírky 50 mm

Nebezpečenstvo: Nebezpečné obsahové látky: Kremičitan hlinito vlna - amorfný. H315 - Dráždi kožu. H350 - Môže spôsobiť rakovinu. P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P264 - Po skončení manipulácie si ruky. P280 - Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice, ochranný odev. P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362+P364 - Kontaminovaný odev vylečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 - Obsah alebo kontajner odovzdajte na likvidáciu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu.

Núdzové telefónne číslo: Slovensko, Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Ľimbová 5, 833 05 Bratislava, +421 2 54 77 41 66

Керамическая Полоска KP-50

(ru)

Полоска для заливочных цветков

Характеристика: Полоска, состоящая из керамических жаростойких волокон, предназначена для внутренней обшивки металлических заливочных цветков, до их наполнения формирующей массой. Средство не содержит асбест.

Применение: Слегка сдавленная полоска позволяет полное применение экспансии твердения и тепловой экспансии всех формирующих масс. Таким образом, отлично предотвращает тепловые сокращения заливочного сплава.

Обработка: Сухая полоска вкладывается в заливочные цветки (кольца) таким образом, что с обоих концов приблизительно 3 мм цветка не покрыты.

Утилизация отходов: Остаток неиспользованного материала и загрязненную упаковку передать фирме, уполномоченной манипулировать с отходами. Соблюдайте свое местное законодательство.

Хранение: В сухой, проветриваемой и чистой среде при температуре от 5 °C до 25 °C, в хорошо закрытой упаковке.

Срок годности: Не ограничен.

Упаковка: 20 м полоски шириной 50 мм

Опасно: Опасные компоненты: Алюмосиликат шерсть - аморфное. H315 - Вызывает раздражение кожи. H350 - Может вызвать рак. P201 - Перед использованием получить специальные инструкции. P264 - Тщательно вымыть руки после работы. P280 - Пользоваться средствами защиты глаз, защитными перчатками, защитной одеждой. P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. P308+P313 - В случае воздействия или беспокойности: обратиться к врачу. P332+P313 - В случае раздражения кожи: обратиться к врачу. P362+P364 - Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием. P501 - Удалить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов.

Телефон экстренной связи: Россия, Информационно-консультативный центр по токсикологии (РТИАС), 3 Сухаревская Площадь Блок 7, 129090 г. Москва, +7 495 628 1687 (только на русском)

Taśma z włókien szklanych KP-50 (pl)

Ceramiczny liner do pierścieni odlewniczych

Charakterystyka: Taśma wykonana jest z włókien szklanych, i przeznaczona do wyścielenia pierścienia odlewniczego przed wypełnieniem go masą osłaniającą. Produkt nie zawiera azbestu.

Zakładanie: Taśma jest sprężysta i pozwala na odpowiednią ekspansję podczas wiązania wszystkich mas osłaniających oraz ich ekspansję termiczną. W ten sposób doskonale eliminuje skurcz odlewanego stopu. Wyściel pierścieni odlewowy suchą taśmą pozostawiając z obu stron pierścienia ok. 3mm wolnej przestrzeni.

Użyłacja odpadów: Resztki nie zużytego materiału oraz opakowanie zanieczyszczone materiałem należy przekazać instytucji zajmującej się utylizacją odpadów. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przechowywanie: Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temp. 5-25°C w szczelnym zamkniętym pojemniku.

Data ważności: Bez ograniczeń.

Opakowanie: 20m taśmy szerokości 50mm

Niebezpieczeństwo: Składniki niebezpieczne: Glinokrzemianowe wełny - amorficzna. H315 - Działa drażniąco na skórę. H350 - Może powodować raka. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne, odzież ochronną. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P501 - Zawartość/pojemnik usuać do zakład zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów.

Numer telefonu alarmowego:

Polska, Warsaw Poison Control and Information Centre
Praski Hospital

Al. Solidarnosci 67 03 401 Warszawa
+48 22 619 66 54 +48 22 619 08 97

Bandă ceramică pentru Căptușirea inelelor de Turnare KP-50 (ro)

Căptușirea inelelor de turnare

Caracteristici: Bandă realizată din fibre refractare ceramice, indicată pentru căptușirea inelelor metalice de turnare înainte de umplerea cu masă de ambalat. Produsul nu conține azbest.

Aplicare: Banda ușor compressibilă ce permite expansiunea de priză precum și expansiunea termică a tuturor materialelor de ambalare. Prin acest mecanism se elimină perfect contracția termică a aliajului turnat în tipar.

Procesare: Se căptușește suprafața inferioară a inelului de turnare, lăsând o margine liberă de aproximativ 3 mm la ambele capete.

Tratarea deșeurilor: Reziduurile rezultate din produsul ramas neutilizat si ambalajul contaminat vor trebui preluate de catre o companie autorizata, pentru a fi distruse. Va rugam respectati regulile in vigoare legale.

Depozitare: A se păstra în loc uscat, curat și bine ventilat, la 5-25 °C, în ambalaj bine închis.

Valabilitate: Nelimitată.

Ambalaj: 20 m bandă de 50 mm lățime

Pericol: Material conținând substanțe periculoase: Iădnă aluminosilicat - amorf. H315 - Provocă iritarea pielii H350 - Poate provoca cancer. P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P264 - Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P308+P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P332+P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul. P362+P364 - Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P501 - Aruncați conținutul/reipientul la o instalație de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: România, TOXAPEL, Emergency Clinical Hospital for Children „Grigore Alexandrescu”, Boulevardul Iancu de Hunedoara 30-32 București, +40 212 06282 +40 2121 06183



Danger • Nebezpečí
Nebezpečnostvo • Опасно
Niebezpieczeństwo • Pericol

2552191r23

Datum poslední revize: 29.5.2017

