

COE-PAK™ AUTOMIX NDS Prad použitím si dôkladne prečítajte návody na použitie. (SK)

PARODONTÁLNY OBVÄZ (BEZ OBSAHU EUGENOLU ALEBO AZBESTU)
Určený výhradne na použitie v stomatologickej praxi v odporúčaniach indikácií.

PRIPOROČENÉ INDIKÁCIE

Pre chirurgicky a parodontálny obväz. COE-PAK používajte, kedykoľvek kde potrebujete parodontálny obväz.

KONTRAINDIKÁCIE

V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivosť. V takom prípade prerušite použitie výrobku a obráťte sa na lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- a) Ak sa nechystáte použiť automatické miešanie, použite špachtľu a COE miešaciu podložku. Neohybná alebo uzká špachtľa nie je vhodná. Dôkladné zamiešanie je veľmi dôležité a onomno ľahšie sa mieša širokou, ohybnou špachtľou. To sa mnoho ľahšie opravu s širokou in flexibilnou špachtľou.
- b) Pri použití COE-PAK AUTOMIX NDS vložte kartušu do GC CARTRIDGE DISPENSER II a pripojte zmiešavaciu koncovku. Na miešaciu podložku vytlačte potrebnú dĺžku COE-PAK (spúš' nestlačíte viac ako 4 krát). Zmiešavaciu koncovku AUTOMIX NDS ponechajte na mieste až do ďalšieho použitia.
2. Ak sa nechystáte použiť automatické miešanie, vytlačte z tubi rovnaké množstvo až do katalyzátora. Miešajte špachtľou 30-45 sekúnd, alebo kým sa farba obväz preč nezmení. Ak je želané tzn. odozvoť, do ružovej pasty (katalyzátora) pridajte pred miešaním malé množstvo zink oxidového prášku.
3. Zmiešané pasty pomocou špachtľe vytvarujte do tvaru valca.
4. Navhčíte si prsty tenkou vrstvou vazelinu, lanolinu, maselného krému alebo vody a vyskúšajte lepivosť zmiešaných past (po 2-3 minútach by sa mali prestať lepiť, u valca Hard & Fast po 1 minúte).

- POZNÁMKA: COE-PAK AUTOMIX NDS možno použiť približne po 30 sekundách. Nie je nutné si navhčovať prsty.
5. S COE-PAK možno pracovať a varovať ho 2-3 minúty po namiešaní. Valček končekmi prstov zoberte z miešacej podložky (u Hard & Fast po 1 minúte).
6. COE-PAK zostáva spracovateľný 10-15 minút (5-8 minút Hard & Fast a najmenej 8 minút AUTOMIX NDS). V tomto časovom intervale z neho možno varovať povrázok, pripadne ihl požadovanej tvary.
7. COE-PAK je počas spracúvania extrémne kohezný. Tožko z neho varovať povrázky s prakticky tubovým priemerom pre ľahké umiestnenie na tkanivo alebo zubu.

POROVNANIE COE-PAK/COE-PAK HARD A FAST/COE-PAK AUTOMIX NDS
(Rovnaká dĺžka – čas miešania 1/2 minúty)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK HARD & FAST	COE-PAK AUTOMIX NDS
Po zmiešaní je pripravený na použitie	1 minúta	1 minúta	30 sekúnd
Konzistencia	plasticky	tvrdá, ale stále plastická	plasticky
Pracovný čas	10-15 minút	5-8 minút	najmenej 8 minút
Schopnosť väzby pevné kus materiálu na dŕžak	10-15 minút	5-8 minút	6-12 minút
Konečná tvrdosť	30 minút (ale odozva, ale nie tvrdosť)	10 minút (ale odozva, ale nie tvrdosť)	10 minút

UPOZORNENIA

1. Buďte zameraní priprady precitlivosť na niektorú zo zložiek výrobku. Môže sa prejaviť ako sčervenanie pokožky, vyrážky, olup, nevolnosť alebo vracanie. Pred jeho použitím by mal praktický lekár potvrdiť, že pacient netrpí precitlivosťou na daný výrobok.
2. V prípade zasiahnutia oči ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. V prípade zasiahnutia pokožky umyte mydlom a vodou. Pri zhoršujúcom sa podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.
- POZNÁMKA: GC CARTRIDGE DISPENSER II je určený na použitie s kartušou NDS (New Delivery System).
4. Ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice, masky a ochranné okuliare, by sa mali nosiť vždy.

SKLADOVANIE

Všetchno zachovanie optimálnych vlastností sa odporúča skladovať uchovávajúte na suchom mieste pri izbovej teplote (70° až 77°F; 21° až 25°C).

BALENIE

Tuby

1. COE-PAK Standardné (alebo Regular) balenie

90g tuba bázy x 1, 90g tuba katalyzátora x 1

2. COE-PAK balenie Hard a Fast

90g tuba bázy x 1, 90g tuba katalyzátora x 1

Kartuše

1. Balenie s 2 kartušami COE-PAK AUTOMIX NDS

Kartuše (každá po 48ml) x 2, zmiešavacích koncoviek x 12

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS.

Vždy sa obozrnajte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <http://www.georpe.com>

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA

SYSTÉM ZA VEĹKATRNOU UPRAVO: da se izognete navzrúžni kontaminácii med pacientom in systémom za veĹktrato uporabo, je zahtevna dezinfekcija srednjega sistema. Takoj po uporabi pregledite sistem za veĹktrato uporabo in oznaĹite poškodbe Ĺe so lo-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOĹE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za veĹktrato uporabo, da prepreĹite sušenje in nabiranje neĹistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcio srednjega sistema, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.
Porobili o neželenih učinkih:
Ĺe se zavedete kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vkljuĹno s listimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno po telefonu ustreznega sistema za stlaši nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši drŹavi dostopni preko naslednje spletnje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našem vnutornem sistemu bdelosti: vigilance@gc.dental

Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 07/2019

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

PERIODONTALNÁ OBVEŽA (BEZ EUGENOLA, BEZ AZBESTA)

Uporaba samo za profesionálne namene iz za priporoĹene indikacije.

PRIPOROĹENÉ INDIKÁCIE

Za kirurško oskrbo in parodontálny oblogo. Uporabite COE-PAK, kadar je potrebna parodontálna oskrba.

KONTRAINDIKÁCIE

V redkih primerih lahko ta material povzroĹi preobčutljivost pri nekaterih ljudeh. Ĺe se pojavi takšna reakĹija, takoj prenehajte z uporabo tega izdelka in se obrnite na svojega zdravnika.

NAVODILA ZA UPORABO

- a) Za material, ki ni v obliki avtomik kartuše, uporabite spatulo in COE mešalni blok. Ne uporabite rigidne ali ozke spatule. Temeljito mešanje je zelo pomembno. To se mnogo laŹje opravi s široko in fleksibilno spatulo.
- b) Pri uporabi COE-PAK AUTOMIX NDS vstavite kartušo v GC dispenser (GC CARTRIDGE DISPENSER II) in nastavite mešalno konico. Iztisnite odgovarjajoĹo koliĹino COE-PAK na mešalni blok (ne iztisnite veĹ kot 4 polne iztisne iz pištole). Na dispenserju pustite mešalno konico do naslednje uporabe.
2. Ako se ne koristí samomešanje, istisnúť jednake duŹine paste iz tuba katalizátora v báze. Zmešajte s spatulo 30-45 sekúnd dokier imatá postávané pasté enakomerne báve. Ĺe želite tŹdo konsistenciu obrazu, dodajte márnú koliĹinu cink-oxidného prášku (katalizátora) predn začatné mešanie.
3. Z uporabo spatule oblikujte zmešáni past v cilindriĹno obliĹ.
4. Zneka zamakte palĹy vazelinom, lanolinom, zalkŹmehlej pasty z zmŹoĹt vodou ta preotestujte zamšnú pastu na listĹky (vona ne povína namyťu čes 2-3 xhviliny (Ĺi 1 xhvilinu u vidľahu zasúvaného žorstký šwidkovterodĹej véry).
PRIMĹTKA: COE-PAK AUTOMIX NDS možna pracováť cez 30 sekúnd. ZmazuvatĹ palĹy nemá neobchodnú.
- PAZNJA: COE-PAK AUTOMIX NDS možie se obráďvatĹ nakon 2-3 sekúnd. Nje potrebné vŹaŹenĹe prstŹu.
5. OĹidŹením 5-8 minút obliĹuje in obliĹuje 2 do 3 minúte nakon miešania.
Uvholniva prstŹia na COE podložu za miešanie izvŹatĹe valĹekste obliĹe (1 minúta za Hard & Fast (tvrdí i brzo strvdŹanje)).
6. COE-PAK delovni čas je 10-15 minút (5-8 minút za Hard& Fast in vsaj 8 minút za AUTOMIX NDS). Medtem Ĺasom se lahko obliĹuje na obliĹený nárok in obliĹe vrvic ali druhe Źeljene obliĹe.
7. Med njegovo delovno fázu je COE-PAK extrémno kohezívne. ObliĹuje se lahko v vrvice kakršnegakoli premera za enostavno namestiev na tkivo in zobe.

PRIMERJAV A COE-PAK/COE PAK HARD & FAST/COE-PAK AUTOMIX NDS
(Enake doľžine – ½ minúty miešanja)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK HARD & FAST	COE-PAK AUTOMIX NDS
Po miešaniu, pripravený za uporabo	3 minúte	1 minúta	30 sekúnd
Lekotnosť	plastika	tvrdá, vendar je vedro plastika	plastika
Delovný čas	10-15 minút	5-8 minút	všaj 8 minút
Schopnosť pozovazatĹ enaga kus materiálu v drŹake	10-15 minút	5-8 minút	8-12 minút
KoneĹná tvrdosť	30 minút (ale vedro prŹtoĹ, vendar ni tvrd)	10-15 minút (ale vedro tvrdé kol COE-PAK, vendar ne tvrdé)	10 minút

PREVIDO

1. O občutlivosti na nekatere komponente v tem izdelku so poroĹali. Zaznava občutljivost varira od preproste dermalne rdeĹice do vzdušjaĹa, otelkine in slabosti in/ali bruhanja. Zobozdravník naj se prepriĹa, da pred uporabo tega izdelka ni prisotná takšna preobčutljivost in ta izdelek pri zdravljením pacientu.
2. V primeru kontakta z očmi, sperite nemudoma z vodo in poišĹite medicinsko pomoĹ.
3. V primeru kontakta s koŹo, sperite z mĹlom in vodo. Ĺe se pojavi intiacija, poišĹite medicinsko pomoĹ.
4. Oboje treba opremiti.
POZOVILO: GC CARTRIDGE DISPENSER II je predlagano, da se uporablja z NDS New Delivery System kartušou.
4. Osebná zašĹitná oprema (PEP), kot so rokavice, maske za obraz in varnostná okuliare, by sa mali nositĹ vždy.

SHRANJEVANJE

Za optimálne rezultate je pripravljivo shranjevanje na suho lokacijo pri temperaturi (70° do 77°F; 21° do 25°C).

PAKIRANJE

BrizŹe

1. COE-PAK standardno (ali Regular) pakiranje

90g brizga baze x 1, 90g brizga katalista x 1

2. COE-PAK Hard in Fast pakiranje

90g brizga baze x 1, 90g tuba katalista x 1

Kartuše

1. Dvojnó pakiranje COE-PAK AUTOMIX NDS kartuš

Kartuša (48mL vsaka) x 2, mešalných konic x 12

Nekateri proizvoĹci omejenj v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikirani kot nevni glede na GHS.

VeĹno se poĹuĹite o navodil z vamo uporabo na: <http://www.georpe.com>

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ĹIŠĹENJE IN DEZINFEKČIA
SISTÉM ZA VEĹKATRNOU UPRAVO: da se izognete navzrúžni kontaminácii med pacientom in systémom za veĹktrato uporabo, je zahtevna dezinfekcija srednjega sistema. Takoj po uporabi pregľete sistem za veĹktrato uporabo in oznaĹite poškodbe Ĺe so lo-te prisotne. Poškodovan systém zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOĹE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za veĹktrato uporabo, da prepreĹite sušenje in nabiranje neĹistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcio srednjega sistema, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.
Porobili o neželenih učinkih:
Ĺe se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vkljuĹno s listimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno po telefonu ustreznega sistema za stlaši nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši drŹavi dostopni preko naslednje spletnje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
koti tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental

Naj naĹn boste prispievali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadná izdaja: 07/2019

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

PARODONTALNÍ ZAVOJ NE SADRŹÍ EUGENOL I AZBEST

Samo za struĹnu stomatoloŹku upotrebu v preporuĹených indikacijách.

PREROKEDOVANÍ POKÁZANÍ

Za hirurŹí zavoj i parodontálné oblogo. Koristite COE-PAK kad god je potreban parodontálny zavoj.

KONTRAINDIKACIE

U retkím sluĹajevima ovaj materijal može uzrokovati osetljivost kod nekih ljudi. U sluĹaju takvih reakĹija, prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se lekaru.

UPUTE ZA UPORABU

- a) Ako se ne koristi samomešanje, koristiti špatulu i COE podlogu za mešanje. Ne koristiti kručiu ili usku špatulu. Vrlo je važno temeljito mešanje. To je lakše izvršiti pomoću široke, savitljive špatule.
- b) Ako se koristi COE-PAK AUTOMIX NDS, postaviti u dozator GC CARTRIDGE DISPENSER II i pričvrstiti vrh za mešanje. Istisnuti potrebnu dužinu paste COE-PAK na podlogu za mešanje. (Ne koristiti više od 4 puna potiska). Vrh za mešanje AUTOMIX NDS ostaviti na mestu do sledeće upotrebe.
2. Ako se ne koristi samomešanje, istisnuti jednake dužine paste iz tuba katalizatora u bazu. Zmešati špatulom 30-45 sekundi i dok dve paste ne budu potpuno jedinstvena bava. Ĺe želite tŹdo konsistenciju obrazu, dodati malu koliĹinu cink-oxidnoga praška roze pasti (katalizator) pre mešanja špatulom.
3. Z uporabo spatule oblikovati zmešani past u cilindriĹno obliĹ.
4. Zneka zamakte palĹy vazelinom, lanolinom, zalkŹmehlej pasty z zmŹoĹt vodou ta preotestujte zamšnú pastu na listĹky (vona ne povína namyťu čes 2-3 xhviliny (Ĺi 1 xhvilinu u vidľahu zasúvaného žorstký šwidkovterodĹej véry).
PRIMĹTKA: COE-PAK AUTOMIX NDS možna pracováť cez 30 sekúnd. ZmazuvatĹ palĹy nemá neobchodnú.
- PAZNJA: COE-PAK AUTOMIX NDS možie se obráďvatĹ nakon 2-3 sekúnd. Nje potrebné vŹaŹenĹe prstŹu.
5. OĹidŹením 5-8 minút obliĹuje in obliĹuje 2 do 3 minúte nakon miešania.
Uvholniva prstŹia na COE podložu za miešanie izvŹatĹe valĹekste obliĹe (1 minúta za Hard & Fast (tvrdí i brzo strvdŹanje)).
6. COE-PAK delovni čas je 10-15 minút (5-8 minúta za Hard& Fast in vsaj 8 minút za AUTOMIX NDS). Medtem Ĺasom se lahko obliĹuje na obliĹený nárok in obliĹe vrvic ali druhe Źeljene obliĹe.
7. Med njegovo delovno fázu je COE-PAK extrémno kohezívne. ObliĹuje se lahko v vrvice kakršnegakoli premera za enostavno namestiev na tkivo in zobe.

PRIMERJAV A COE-PAK/COE PAK HARD & FAST/COE-PAK AUTOMIX NDS
(Enake doľžine – ½ minúty miešanja)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK HARD & FAST	COE-PAK AUTOMIX NDS
Po miešaniu, pripravený za uporabo	3 minúte	1 minúta	30 sekúnd
Lekotnosť	plastika	tvrdá, ali niekto plastická	plastika
Delovný čas	10-15 minút	5-8 minút	všaj 8 minút
Schopnosť pozovazatĹ enaga kus materiálu v drŹake	10-15 minút	5-8 minút	8-12 minút
KoneĹná tvrdosť	30 minút (ale vedro prŹtoĹ, vendar ni tvrd)	10-15 minút (ale vedro tvrdé kol COE-PAK, vendar ne tvrdé)	10 minúta

UPOREVNEVANJE MATERIJALA COE-PAK/COE-PAK HARD A FAST (TVRDO I BRZO STRVDŹAVANJE) COE-PAK AUTOMIX NDS
(Jednake duľžine - 1/2 minúty miešanja)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK HARD & FAST	COE-PAK AUTOMIX NDS
Po miešaniu, pripravený na vykoristenie	3 xhviliny	1 xhvilina	30 sekúnd
PoostŹnosť	plastika	vŹakky, ali vsak-tŹko plastika	plastika
Robotný čas	10-15 xhvilin	5-8 xhvilin	všaj 8 xhvilin
MoŹnosť vazovatĹ enagu kus materiálu v ŹakŹu	10-15 xhvilin	5-8 xhvilin	8-12 xhvilin
Ostatnó tvrdosť	30 xhvilin (vsak vse Ĺo tvrdé, ali nie tvrdé)	10-15 xhvilin (vsak vse tvrdé, ali nie tvrdé)	10 xhvilin

ZASTERENJE

1. ZabeleŹenje su sluĹajevi osetljivosti na neke sastojke ovog proizvoda. ZabeleŹena osetljivost varira od običnog crvenila kože, do osipa, otelkine, muĹnine ili povraĹanja. Pre upotrebe stomatoloŹ treba da proveriti da pacijent nije osetljiv na ovaj proizvod.
2. U sluĹaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. U sluĹaju dodira s koŹom, oprati sapunom i vodom. U sluĹaju intiacija, potražiti lekara.
4. Oboje treba opremiti.
PAZNJA: Preporučeno je da se koristi dispenser GC CARTRIDGE DISPENSER II s NDS patronom (New Delivery System / novi sistem primene).
4. LiĹná zašĹitná oprema (PPE) kao Źto su rukavice, maske za lice i zašĹitná naočari uviek treba nositi.

ĹUVANKA

Za optimálne rezultate preporuĹuje se Źuvati na suvom mestu pri sobnoj temperaturi (21° do 25°C).

PAKOVANJE

Tuba

1. COE-PAK Standard (ili Regular) pakovanje

90g tuba baza x 1, 90g tuba katalizator x 1

2. COE-PAK Hard i Fast (tvrdi i brzo strvdŹavanje) pakovanje

90g tuba baza x 1, 90g tuba katalizator x 1

Patrona

1. 2-Pack COE-PAK AUTOMIX NDS patrone

Patrona (48ml svaka) x 2, vrh za mešanje x 12

Neki proizvoĹci pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS.

Uvek proverite u sigurnosno tehniĹko listu na: <http://www.georpe.com>

Takođe su dostupni kod vaŹeg dobavljaĹa.

ĹIŠĹENJE I DEZINFEKČIA

SISTÉM ZA VEĹKATRNOU UPRAVO: ako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata uo višetratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg sistema. Odmah posee upotrebu pregledati višetratno upotrebljivo pakovanje i oznaĹiti oštećenja ako su prisotna. Oštećenje spravu baciti.
NE NAMAKAJTE U TEKOĹE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite višetratno upotrebljivo pakovanje kako bi se spreĹilo sušenje i nakupljanje prĹiĹastine. Dezinfikovanje sredstvom za dezinfekciju srednjeg sistema prema registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.
Obaveštavanje o neželenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, ukljuĹujući u to, koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odobrom odgovarajuĹeg autoriteta u vaŹoj drŹavi, dostupno putem sledeće vaze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Naj naĹn boste prispievali k izboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Posljednja revizija: 07/2019

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

COE-PAK™ AUTOMIX NDS

PERIODONTALNĹA POVĹAZKA (BEZ EFGANOLU; BEZ AZBESTU)

Dlia vikoristannia liŹhe stomatologiam vidľodvno do akobazny.

REKOMENDOVANĹA POKAZANĹA

Za hirurŹí zavoj i parodontálné oblogo. Koristite COE-PAK kad god je potreban parodontálny zavoj.

PROTIPOKAZANĹA

V okremŹh vyladkŹh materijal môže vyviklati ĹutlivŹosť. ĹakŹi sposterŹagatĹe alergičnŹ reakĹiju, priŹinŹit vikoristannia produktu ta zavŹerŹit sa do vldľodvnoŹo lekaru.

UKÁZANĹA DO VIKORISTANĹA

- a) VikoristovutĹe blok dlia zamŹuvannja COE ta Źapatľe. Ne vikoristovutĹe ŹorstŹijŹij Źi vŹakŹij Źapatľe. DľuŹe vikoristovutĹe rigetľno zmŹuŹivatĹ materijal. NajľahŹije se robiti, vikoristovovanŹu ŹirokŹij, gnetľij Źapatľe.
- b) Pri vikoristannŹi COE-PAK AUTOMIX NDS, vstavŹitĹ kartriŹiŹ u dozator GC CARTRIDGE DISPENSER II ta priĹvrŹitĹ vrŹ za miešanje. Istisnuti potrebnu duŹinu paste COE-PAK na podlogu za miešanje. (Ne koristiti više od 4 puna potiska). Vrh za mešanje AUTOMIX NDS ostaviti na mestu do sledeće upotrebe.
2. Ako se ne koristi samomešanje, istisnuti jednake dužine paste iz tuba katalizatora u bazu. Zmešati špatulom 30-45 sekundi i dok dve paste ne budu potpuno jedinstvena bava. Ĺe želite tŹdo konsistenciju obrazu, dodati malu koliĹinu cink-oxidnoga praška roze pasti (katalizator) pre mešanja špatulom.
3. Z uporabo spatule oblikovati zmešani past u cilindriĹno obliĹ.
4. Zneka zamakte palĹy vazelinom, lanolinom, zalkŹmehlej pasty z zmŹoĹt vodou ta preotestujte zamšnú pastu na listĹky (vona ne povína namyťu čes 2-3 xhviliny (Ĺi 1 xhvilinu u vidľahu zasúvaného žorstký šwidkovterodĹej véry).
PRIMĹTKA: COE-PAK AUTOMIX NDS možna pracováť cez 30 sekúnd. ZmazuvatĹ palĹy nemá neobchodnú.
5. COE-PAK možna pracováť ta nadvadati formu čes 2-3 xhviliny piŹla zamŹuvannja. KŹinĹikami