

Akcia na biokeramický sealer

platná od 1. 7. do 31. 12. 2026

Kúpte ProRoot Bio Sealer a dostanete Protaper Ultimate zdarma



Starter Kit č. 60620140
striekačka 1x 2,2 g
20x koncovky ProRoot®Flex



115 €

ZDARMA

Pri nákupe nového biokeramického sealera **ProRoot Bio Sealer** (č. 60620140) dostanete 1 blister (5 ks, sekvencia nástrojov) najmodernejších endonástrojov **Protaper Ultimate** v **hodnote 76 € ZDARMA.**

Prečo si zubní lekári vyberajú ProRoot Bio Sealer?:

- **ideálna tekutosť**, sila extrúzie striekačkou a **jednoduchá aplikácia** do koreňového kanálika
- vhodný **pre všetky obturačné techniky** vrátane studenej, teplej a na báze nosiča
- **jednoduchá reendodoncia**
- nezafarbuje
- **vyšoká hodnota pH**

ProRoot® Bio Sealer. Lepšia bioaktívna zložka.

- vyšší obsah **bioaktívneho** cementu
- **vyšoká miera** klinickej **úspešnosti**
- **jednoduchá manipulácia** s minimálnym odpadom

Nakúpte teraz → kontaktujte svojho obchodníka:

Email: office@eudent.sk, tel.: 043 / 4286219

EuDent Martin: Ing. Tomáš Trancygier 0903 / 807 172; Mgr. Igor Trancygier 0903 / 059 844

EuDent Trenčín: Igor Gula 0903 / 769 417; Ivan Kolečanský 0903 / 726 379

EuDent Bratislava: Adriána Kicová Sýkorová 0911 909 414; Ing. Marián Frko 0903 / 909 418; Branislav Vaš 0903 / 779 419

EuDent Poprad: Štefan Kovalčík 0903 / 910 418; Ing. Štefan Griger 0903 / 646 856; Mgr. Miloš Bocek 0911 / 909 418

EuDent Košice: Mgr. Martin Kyjovský 0903 / 606 127; Mgr. Jakub Kyjovský 0903 / 636 406

Michaela Kažimírová 0907 / 067 364,

EuDent Nitra: Mgr. Ondrej Svoreň 0905 / 255 743; Mgr. Martin Svoreň 0905 / 403 719 Walter Jurina 0905 / 205 213

EuDent Sliač: Simona Tománková 0903 / 526 841 Branislav Tománek 0904 / 446 926

ZÁKLADNÁ SEKVENCIA

Slider 016/.02-08



Shaper 020/.04



F1 020/.07



F2 025/.08



F3 030/.09



Voliteľné nástroje (nie sú v zakl. sekvencii)

ROZŠÍRENIE VCHODU (ORIFICU)

SX 016/P



ŠIROKÉ/ROVNÉ KANÁLIKY

Slider 016/.02



FX 035/.12



FXL 050/.10



Hlavné výhody endodontického systému ProTaper Ultimate oproti starším generáciám ProTaper Gold a ProTaper Next spočívajú v zjednodušenom protokole ošetrovania, vyššej bezpečnosti (odolnosti voči zlomeniu), menšom priemere stopky chrániacom zub a pokročilej kombinácii metalurgických technológií.

Detailnejšie porovnanie a konkrétne vylepšenia nového systému.

- **Zjednodušená sekvencia** (Menej nástrojov): Na dosiahnutie finálneho tvaru F3 (veľkosť 30) potrebujete s ProTaper Ultimate reálne menej nástrojov. Obsahuje **len jeden tvarovací nástroj** (Shaper), ktorý plne nahrádza dva predchádzajúce nástroje (S1 a S2) zo systému Gold.
- **K-File free koncept** (Ošetrovanie bez ručných nástrojov): Špeciálny mechanický nástroj **Slider umožňuje** vo väčšine prípadov **vytvoriť hladkú cestu** (glide path) **priamo**, bez nutnosti predchádzajúceho manuálneho spriechodňovania kanálika pomocou ocelových K-fíllov. Starší ProTaper Gold rotačný glide path nástroj v základnej sade nemal.
- **Minimálne invazívny dizajn** (MIE): Maximálny **priemer** pracovnej časti (Maximum Flute Diameter) bol pri ProTaper Ultimate **zmenšený na 1,0 mm** (na rozdiel od 1,2 mm pri ProTaper Gold). Nástroj vďaka tomu neodstráni zbytočne veľa zubnej hmoty v koronálnej (hornej) tretine, čím **šetrí pericervikálny dentín** a znižuje riziko neskoršej fraktúry koreňa.
- **Rýchlosť a efektivita práce**: Práca so systémom Ultimate je **až o 32 % rýchlejšia** v porovnaní s kombináciou starších systémov (napr. ProGlider + ProTaper Gold). Navyše majú **všetky nástroje zjednotené otáčky** motora na 400 RPM, takže počas ošetrovania netreba prepínať programy. [1, 2]
- **Menej vytlačeného infikovaného materiálu**: Laboratórne štúdie potvrdzujú, že ProTaper Ultimate generuje menej apikálne vytlačeného detritu (debris extrusion) ako ProTaper Gold, čo významne znižuje riziko pooperačnej bolesti pacienta.

Akcia 4+2

Pri nákupe 4 balení Protaper Ultimate (6ks alebo 5 ks v blistri) dostanete 2 balenia Protaper Ultimate Sequence ZDARMA.

- ✓ Menej nástrojov
- ✓ Minimálne invazívny dizajn
- ✓ Efektivita práce vyššia až o 32%