



Umenie vytvorenia
dobrého základu pre
dokonalú estetiku

G-ænial® Flo X od GC

Vďaka vysokej
rádioopacite aj
v tenkej vrstve,
vynikajúcim manipulačným
vlastnostiam a optimálnej
životnosti...

...ideálny partner
pre všetky vaše
distálne výplne!



GC


G-ænial® Flo X od GC

Ideálny partner pre všetky vaše distálne výplne

GC predstavuje G-ænial Flo X - ako neoddeliteľnú súčasť rodiny výplňových materiálov G-ænial. Pretože sme presvedčení, že vaše náhrady si zaslúžia ten najlepší základ.

Optimálna viskozita pre podložky

G-ænial Flo X **ľahko zatečie** na dno kavity a zaručuje **vynikajúce prispôsobenie** sa k stenám kavity



**Tetric EvoFlow nie je ochranná známka spoločnosti GC

Vysoká rádioopacita

G-ænial Flo X umožňuje jednoduché rozpoznanie na Rtg snímkach **aj pri hrúbke len 0,5 mm!**



Rádioopacita skloviny: 190-210% AI

G-ænial Flo X výplň: 303% AI na 1 mm a 284% AI na 0,5 mm hrúbku*

Dr. A. Coryn, Belgicko

8 odtieňov vrátane 2 opakných

Vyvinuté zamaskovať **diskolorované dno kavity**, tieto opakné odtiene (AO2 a AO3) sú ideálnym základom pre všetky vaše estetické požiadavky



Všimnite si rozdiel translucencie na 1 mm hrúbke medzi štandardným odtieňom A2 a vnútorným odtieňom AO2

Pohodlná aplikácia

Tento jedinečný **ergonomický dizajn striekačky** s dlhou a tenkou koncovkou umožňuje dosiahnuť až **na dno najhlbších kavít**



G-ænial Flo X vykazuje **najlepší pomer medzi pevnosťou*** a viskozitou vo svojej kategórii, čo robí z tohto materiálu voľbu číslo jeden pre **všetky tradičné flow indikácie!**

* Zdroj: Výskum GCC R&D - Súborný na vyžiadanie



K dispozícii v **8 odtieňoch** dokonale ladiacich k výrobkom G-ænial Posterior a **dva typy Unitipsov** na základe vašich požiadaviek!



G-ænial Flo X
Striekačka 3,6 g (2 ml)
Dávkovacie koncovky III - plastové (20 ks)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC Dávkovacie koncovky III - plastové (30 ks)	004634	GC Dávkovacie koncovky III - kovové (30 ks)	004635	

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

GC